

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-KCNK18



Numéro de catalogue: 18806-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

18806-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

BC152979

Identification du gène (NCBI):

338567

Nom complet:

potassium channel, subfamily K, member 18

MW calculé

384 aa, 44 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

KCNK18, also named as TRESK and TRIK, is an outward rectifying potassium channel which produces rapidly activating outward rectifier K⁺ currents. It may function as background potassium channel that sets the resting membrane potential. KCNK18 is inhibited by arachidonic acid and other naturally occurring unsaturated free fatty acids. KCNK18 channel activity is enhanced by volatile anesthetics, such as isoflurane.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

