

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MLN



Numéro de catalogue: 18824-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

18824-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC112314

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 527 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

4295

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Hôte:

Lapin

Nom complet:

motilin

MW calculé

13 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

13 kDa

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : tissu d'estomac humain, cellules COLO 320, tissu de côlon humain, tissu d'iléon humain

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

MLN, also named as MAP, belongs to the motilin family. MLN plays an important role in the regulation of interdigestive gastrointestinal motility and indirectly causes rhythmic contraction of duodenal and colonic smooth muscle.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



human stomach tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18824-1-AP (MLN antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.