

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-UPB1



Numéro de catalogue: 18831-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:

18831-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

BC139843

Identification du gène (NCBI):

51733

Nom complet:

ureidopropionase, beta

MW calculé

43 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

## Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

## Informations générales

UPB1, also named as BUP1, belongs to the CN hydrolase family and BUP subfamily. UPB1 converts N-carbamyl-beta-aminoisobutyric acid and N-carbamyl-beta-alanine to, respectively, beta-aminoisobutyric acid and beta-alanine, ammonia and carbon dioxide.

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

