

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UTP3



Numéro de catalogue: 18886-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
18886-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 400 µg/ml by
Nanodrop and 240 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG13454

Numéro d'acquisition GenBank:
BC004546

Identification du gène (NCBI):
57050

Nom complet:
UTP3, small subunit (SSU)
processome component, homolog (S.
cerevisiae)

MW calculé
479 aa, 55 kDa

MW observés:
70 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:1000-1:4000
IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:
IF, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules A549, cellules HeLa, tissu cérébral
humain, tissu de thymus de souris

IF : cellules HepG2, cellules HeLa

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



A549 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18886-1-AP (UTP3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using UTP3 antibody 18886-1-AP at 1:50 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).