

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SPZ1



Numéro de catalogue: 18931-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 18931-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC033798	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 207 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 84654	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:2000 IHC 1:20-1:200 IF 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: spermatogenic leucine zipper 1	
Isotype: IgG	MW calculé: 430 aa, 49 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG6995	MW observés: 49-55 kDa	

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules PC-3, cellules DU 145, tissu testiculaire humain

IHC : tissu testiculaire humain, tissu cérébral humain, tissu cutané humain, tissu ovarien humain, tissu pulmonaire humain, tissu rénal humain, tissu splénique humain

IF : cellules PC-3,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




PC-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18931-1-AP (SPZ1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 18931-1-AP (SPZ1 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 18931-1-AP (SPZ1 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed PC-3 cells using 18931-1-AP (SPZ1 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).