

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MIDN



Numéro de catalogue: 18939-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
18939-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 600 µg/ml by
Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG13492

Numéro d'acquisition GenBank:
BC094778

Identification du gène (NCBI):
90007

Nom complet:
midnolin

MW calculé
468 aa, 49 kDa

MW observés:
45-50 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:200-1:1000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
souris

Contrôles positifs:

WB : cellules BxPC-3,

Informations générales

Midbrain nucleolar protein (midnolin, MIDN) is abundantly expressed in embryonic midbrain and localizes in the nucleus and nucleolus. MIDN mRNA was strongly and abundantly expressed during early developmental stages, and that the expression was not limited to midbrain but also expressed in diverse adult mouse tissues, including heart, spleen, lung, liver, skeletal muscle, kidney and testis.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Sam Van de Velde	31182641	Mol Cell Biol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



BxPC-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18939-1-AP (MIDN Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.