

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PAOX



Numéro de catalogue: 18972-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

18972-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 160 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG5777

Numéro d'acquisition GenBank:

BC032778

Identification du gène (NCBI):

196743

Nom complet:

polyamine oxidase (exo-N4-amino)

MW calculé

511 aa, 56 kDa

MW observés:

56 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:6000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu pancréatique de souris, tissu d'estomac humain

IHC : tissu testiculaire humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Katherine M Halloran	35098299	Biol Reprod	IHC
Leslie A Sandusky-Beltran	33586680	J Clin Invest	WB
Di Wu	32579679	Invest Ophthalmol Vis Sci	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



mouse pancreas tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18972-1-AP (PAOX antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 18972-1-AP (PAOX Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 18972-1-AP (PAOX Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).