

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-KIAA1468



Numéro de catalogue: 18993-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
18993-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 140 µg/ml by  
Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford  
method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:  
NM\_020854

Identification du gène (NCBI):  
57614

Nom complet:  
KIAA1468

MW calculé  
139 kDa

MW observés:  
100-135 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:2000  
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000  
for WB

## Applications

Applications testées:  
IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral humain, cellules A549

IP : tissu cérébral de souris,

## Informations générales

RELCH/KIAA1468, which is a newly identified Rab11 effector protein, tethers the recycling endosomes (REs) and trans-Golgi network (TGN) membranes by binding TGN-localized oxysterol-binding protein (OSBP) and promotes OSBP-dependent nonvesicular cholesterol transport from REs to the TGN.

## Stockage

Stockage:  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18993-1-AP (KIAA1468 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP result of anti-KIAA1468(IP:18993-1-AP, 4ug; Detection:18993-1-AP 1:500) with mouse brain tissue lysate 1280 ug.