

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-POU3F3-Specific



Numéro de catalogue: 18999-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

18999-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop and 433 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_006236

Identification du gène (NCBI):

5455

Nom complet:

POU class 3 homeobox 3

MW calculé

50 kDa

MW observés:

66 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules SH-SY5Y, cellules HEK-293, tissu cérébral de souris, tissu cérébral humain

IHC : tissu cérébral humain,

Informations générales

OTF8, also named as POU3F3 and BRN1, belongs to the POU transcription factor family and Class-3 subfamily. The antibody is specific to OTF8.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Beatrix Sarkany	34554322	Histochem Cell Biol	IHC
Faming Wang	33756230	Int Immunopharmacol	WB
Alexander G Marneros	32553120	Dev Cell	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



SH-SY5Y cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18999-1-AP (POU3F3-Specific antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain using 18999-1-AP (POU3F3-Specific antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain using 18999-1-AP (POU3F3-Specific antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).