

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-POU3F4-Specific



Numéro de catalogue: 19000-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19000-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 747 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_000307

Identification du gène (NCBI):

5456

Nom complet:

POU class 3 homeobox 4

MW calculé

39 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

OTF9 also named as BRN4 and POU3F4, belongs to the POU transcription factor family and Class-3 subfamily. OTF9 is a transcription factor which exerts its primary action widely during early neural development and in a very limited set of neurons in the mature brain. Mutation of OTF9 will cause of X-linked deafness type 3 (DFN3). This antibody is specific to OTF9.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

