

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Nidogen 2



Numéro de catalogue: 19076-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19076-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 193 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4643

Numéro d'acquisition GenBank:

BC035608

Identification du gène (NCBI):

22795

Nom complet:

nidogen 2 (osteonidogen)

MW calculé

1375 aa, 151 kDa

MW observés:

200 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de *TE buffer pH 9.0*; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu placentaire humain, tissu cardiaque de souris

IHC : tissu placentaire humain,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



human placenta tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19076-1-AP (Nidogen 2 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta using 19076-1-AP (Nidogen 2 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta using 19076-1-AP (Nidogen 2 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).