

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Myogenin



Numéro de catalogue: 19249-1-AP

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

19249-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG6414

Numéro d'acquisition GenBank:

BC053899

Identification du gène (NCBI):

4656

Nom complet:

myogenin (myogenic factor 4)

MW calculé

25 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, porc, souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Adrian Fischer	27901111	Sci Rep	WB
Wenxin Yin	31085189	Exp Cell Res	WB
Huiling Qiu	26624995	PLoS One	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

