

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ANO4



Numéro de catalogue: 19488-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

19488-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_178826

Identification du gène (NCBI):

121601

Nom complet:

anoctamin 4

MW calculé

111 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

IHC

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Informations générales

ANO4, also named as TMEM16D, belongs to the anoctamin family. It may act as a calcium-activated chloride channel. The antibody recognize the isoform1 and isoform2 of ANO4.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Debbie A E Hendrickx	29312322	Front Immunol	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

