

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TLR1-Specific



Numéro de catalogue: 19500-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

19500-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_003263

Identification du gène (NCBI):

7096

Nom complet:

toll-like receptor 1

MW calculé

90 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

rat

Informations générales

TLR1, also named as TIL, CD281 and KIAA0012, belongs to the Toll-like receptor family. TLR1 participates in the innate immune response to microbial agents. TLR1 cooperates with TLR2 mediates the innate immune response to bacterial lipoproteins or lipopeptides. Acts via MYD88 and TRAF6, leading to NF-kappa-B activation, cytokine secretion and the inflammatory response. This antibody is specific to TLR1.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Dongmin Li	25534427	Mol Cell Endocrinol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

