

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SP140



Numéro de catalogue: 19506-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19506-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_007237

Identification du gène (NCBI):

11262

Nom complet:

SP140 nuclear body protein

MW calculé

98 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

SP140 is one component of the nuclear body, also known as nuclear domain 10, PML oncogenic domain, and KR body. SP140 may be involved in the pathogenesis of acute promyelocytic leukemia and viral infection. The antibody can recognize SP140 but can't recognize the isoform LYSP100-A.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

