

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PTPN20B



Numéro de catalogue: 19510-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
19510-1-AP

Taille:
150ul

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
NM_015605

Identification du gène (NCBI):
26095

Nom complet:
protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 20B

MW calculé
48 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

PTPN20B, also named as PTPN20A, belongs to the protein-tyrosine phosphatase family and Non-receptor class subfamily. PTPN20B is a tyrosine-protein phosphatase targeted to sites of actin polymerization in response of varied extracellular stimuli. PTPN20B has tyrosine phosphatase activity towards various tyrosyl phosphorylated substrates. PTPN20B catalyze the reaction: Protein tyrosine phosphate + H₂O = protein tyrosine + phosphate. The antibody can recognize the isoform 1,2,7,8,10,11,13,15.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

