

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-IP6K3-Specific



Numéro de catalogue: 19518-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19518-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 380 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_054111

Identification du gène (NCBI):

117283

Nom complet:

inositol hexakisphosphate kinase 3

MW calculé

46 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

IP6K3, also named as IHPK3, belongs to the inositol phosphokinase (IPK) family. IP6K3 catalyze the reaction: ATP + 1D-myo-inositol hexakisphosphate = ADP + 5-diphospho-1D-myo-inositol (1,2,3,4,6)pentakisphosphate; ATP + 1D-myo-inositol 1,3,4,5,6-pentakisphosphate = ADP + diphospho-1D-myo-inositol tetrakisphosphate (isomeric configuration unknown). This antibody is specific to IP6K3

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

