

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SDPR-Specific



Numéro de catalogue: 19558-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19558-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 253 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_004657

Identification du gène (NCBI):

8436

Nom complet:

serum deprivation response (phosphatidylserine binding protein)

MW calculé

47 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

Serum deprivation-response protein (SDRP), a substrate of protein kinase C, is a member of a group of proteins that bind to phosphatidylserine in a calcium-dependent manner. SDRP may participate in the generation or stabilization of membrane curvature. SDRP is highly expressed in heart and lung, and low in brain, kidney, liver, pancreas, placenta and skeletal muscle. This is a rabbit polyclonal anti-SDPR antibody raised against C-terminus of human SDRP.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

