

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Phospho-Smtnl1 (Ser301)



Numéro de catalogue: 19560-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

19560-1-AP

Taille:

100ul, Concentration: 629 µg/ml by Nanodrop and 629 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_024230

Identification du gène (NCBI):

68678

Nom complet:

smoothelin-like 1

MW calculé

49 kDa

MW observés:

50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

souris

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

WB : tissu vésical de souris,

Informations générales

Smtnl1 belongs to the smoothelin family. The antibody recognize Ser(301) phospho of Smtnl1.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Beata Lontay	26048986	J Biol Chem	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse bladder tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19560-1-AP (Smtnl1-phospho-S301 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.