

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TRAPPC1



Numéro de catalogue: 19598-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
19598-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 133 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG5608

Numéro d'acquisition GenBank:
BC032717

Identification du gène (NCBI):
58485

Nom complet:
trafficking protein particle complex 1

MW calculé
145 aa, 17 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

TRAPPC1, also known as BET5 or MUM2, is a part of the multisubunit TRAPP (transport protein particle) complexes which are involved in the tethering process at different trafficking steps of vesicle transport (PMID: 16828797). TRAPPC1 may play a role in vesicular transport from endoplasmic reticulum to Golgi (PMID: 10582700).

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

