

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TRIP13



Numéro de catalogue: 19602-1-AP

Phare

14 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

19602-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 367 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG6595

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000404

Identification du gène (NCBI):

9319

Nom complet:

thyroid hormone receptor interactor 13

MW calculé

49 kDa

MW observés:

49 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

CoIP, IF, IHC, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HT-1080, cellules Jurkat, tissu testiculaire de souris

IP : tissu testiculaire de souris,

Informations générales

TRIP13 gene encodes thyroid receptor-interacting protein 13, that interact with thyroid hormone receptors, also known as human papillomavirus type 16 E1 protein-binding protein (16E1BP). This protein belongs to the AAA ATPase family and the PCH2 subfamily. TRIP13 gene may be one of the several playing roles in early-stage non-small cell lung cancer. TRIP13 also functions in chromosome recombination and chromosome structure development during meiosis, and it is required for development of higher-order chromosome structures and is needed for synaptonemal-complex formation.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Zhi-Han Li	33128167	J Mol Histol	WB
Sumit Agarwal	33037736	Mol Oncol	IHC
Guanghui Zhang	31740732	Br J Cancer	WB, IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19602-1-AP (TRIP13 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-TRIP13 (IP:19602-1-AP, 3ug; Detection:19602-1-AP 1:400) with mouse testis tissue lysate 6000ug.