

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CCT6B



Numéro de catalogue: 19668-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19668-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_006584

Identification du gène (NCBI):

10693

Nom complet:

chaperonin containing TCP1, subunit

6B (zeta 2)

MW calculé

58 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

CCT6B, also named as CCT-zeta-2, TCP-1-zeta-like, CCT-zeta-like, Testis-specific Tcp20 and Testis-specific protein TSA303, Belongs to the TCP-1 chaperonin family. CCT6B is a molecular chaperone which assists the folding of proteins upon ATP hydrolysis. It is known to play a role, in vitro, in the folding of actin and tubulin. The antibody has no cross reaction to CCT6A.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

