

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-EFNA2



Numéro de catalogue: 19684-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19684-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_001405

Identification du gène (NCBI):

1943

Nom complet:

ephrin-A2

MW calculé

213 aa, 24 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Ephrin A2, also known as ELF1, Cek7L, and LERK6, is a member of the ephrin ligand family, which binds members of the Eph receptor family. The Eph family members are involved in central nervous system function and in development. The predicted 213-amino acid EFNA2 protein is composed of a signal sequence, a receptor-binding region, a spacer region, and a hydrophobic region. EFNA2 binds to the receptor tyrosine kinases EPHA3, EPHA4 and EPHA5.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

