

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-EIF2C4



Numéro de catalogue: 19693-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

19693-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_017629

Identification du gène (NCBI):

192670

Nom complet:

eukaryotic translation initiation

factor 2C, 4

MW calculé

97 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Informations générales

EIF2C4, also named as AGO4 and KIAA1567, belongs to the argonaute family and Ago subfamily. It is required for RNA-mediated gene silencing (RNAi). EIF2C4 binds to short RNAs such as microRNAs (miRNAs) and represses the translation of mRNAs which are complementary to them. EIF2C4 lacks endonuclease activity and does not appear to cleave target mRNAs. It is also required for RNA-directed transcription and replication of the human hepatitis delta virus (HDV).

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Lianjiu Su	31694915	J Biol Chem	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

