

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-NEB-Specific



Numéro de catalogue: 19706-1-AP

2 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

19706-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM\_004543

Identification du gène (NCBI):

4703

Nom complet:

nebulin

MW calculé

773 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:20-1:200

## Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.**

Contrôles positifs:

IHC : tissu de muscle squelettique humain,

## Informations générales

NEB, a giant muscle protein, may be involved in maintaining the structural integrity of sarcomeres and the membrane system associated with the myofibrils. NEB binds and stabilizes F-actin. Defects in NEB are the cause of nemaline myopathy type 2 (NEM2). The antibody is specific to NEB.

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Ankit Garg	24960163	J Clin Invest	WB
Andres Ramirez-Martinez	28826497	Elife	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle using 19706-1-AP (NEB-Specific antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle using 19706-1-AP (NEB-Specific antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).