

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PPP1R3A-Specific



Numéro de catalogue: 19712-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19712-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 167 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_002711

Identification du gène (NCBI):

5506

Nom complet:

protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 3A

MW calculé

126 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

PPP1R3A, also named as PP1G, seems to act as a glycogen-targeting subunit for PP1. PP1 is essential for cell division, and participates in the regulation of glycogen metabolism, muscle contractility and protein synthesis. PPP1R3A plays an important role in glycogen synthesis but is not essential for ins activation of glycogen synthase. This antibody is specific to PP1R3A.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

