

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RASGRF2-Specific



Numéro de catalogue: 19717-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

19717-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 140 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_006909

Identification du gène (NCBI):

5924

Nom complet:

Ras protein-specific guanine nucleotide-releasing factor 2

MW calculé

141 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

RASGRF2, also named as GRF2, functions as a calcium-regulated nucleotide exchange factor activating both Ras and RAC1 through the exchange of bound GDP for GTP. RASGRF2 preferentially activates HRAS in vivo compared to RRAS based on their different types of prenylation. RASGRF2 functions in synaptic plasticity by contributing to the induction of long term potentiation. This antibody is specific to RASGRF2.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Kari A Herrington	28539409	Mol Biol Cell	

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

