

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TAF4-Specific



Numéro de catalogue: 19725-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
19725-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 140 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
NML_003185

Identification du gène (NCBI):
6874

Nom complet:
TAF4 RNA polymerase II, TATA box
binding protein (TBP)-associated
factor, 135kDa

MW calculé
110 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

TAF4, also named as TAF2C, TAF2C1, TAF4A, TAFII130 and TAFII135, belongs to the TAF4 family. TAF4 makes part of TFIID is a multimeric protein complex that plays a central role in mediating promoter responses to various activators and repressors. TAF4 potentiates transcriptional activation by the AF-2S of the retinoic acid, vitamin D3 and thyroid hormone. This antibody is specific to TAF4.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

