

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Thrombospondin 3-Specific



Numéro de catalogue: 19727-1-AP

Phare

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

19727-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_007112

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop and 467 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

7059

Dilutions recommandées:

IHC 1:50-1:500

Hôte:

Lapin

Nom complet:

thrombospondin 3

MW calculé

104 kDa

Isotype:

IgG

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Contrôles positifs:

IHC : tissu hépatique humain, tissu de côlon humain, tissu rénal de souris

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

THBS3, also named as TSP3, belongs to the thrombospondin family. THBS3 is an adhesive glycoprotein that mediates cell-to-cell and cell-to-matrix interactions. THBS3 can bind to fibrinogen, fibronectin, laminin and type V collagen. The antibody is specific to THBS3.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Mansheng Li	34901026	Front Cell Dev Biol	IF
Davy Vanhoutte	34168130	Nat Commun	WB
Tobias G Schips	30622267	Nat Commun	WB, IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 19727-1-AP (Thrombospondin 3-Specific antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 19727-1-AP (Thrombospondin 3-Specific antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).