

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TNNT3



Numéro de catalogue: 19729-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 19729-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: NM_001042780	Méthode de purification: Purifié par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 7140	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:2000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: troponin T type 3 (skeletal, fast)	
Isotype: IgG	MW calculé: 32 kDa	
	MW observés: 35-40 kDa	

Applications

Applications testées:
IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu de muscle squelettique de rat,
IHC : tissu de muscle squelettique humain,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



rat skeletal muscle tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19729-1-AP (TNNT3 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle tissue slide using 19729-1-AP (TNNT3 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle tissue slide using 19729-1-AP (TNNT3 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).