

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SYT7



Numéro de catalogue: 19741-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
19741-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 193 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
NM_004200

Identification du gène (NCBI):
9066

Nom complet:
synaptotagmin VII

MW calculé
46 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

SYT7, also named as PCANAP7 and IPCA-7, belongs to the synaptotagmin family. SYT7 may be involved in Ca²⁺-dependent exocytosis of secretory vesicles through Ca²⁺ and phospholipid binding to the C2 domain or may serve as Ca²⁺ sensors in the process of vesicular trafficking and exocytosis.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

