

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-THRAP3



Numéro de catalogue: 19744-1-AP

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

19744-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 220 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_005119

Identification du gène (NCBI):

9967

Nom complet:

thyroid hormone receptor associated protein 3

MW calculé

109 kDa

MW observés:

109-130 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

CoIP, IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, porc

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules LNCaP

IP : cellules HeLa,

IHC : tissu de tumeur ovarienne humain, tissu de cancer de la thyroïde humain

IF : cellules HepG2,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

THRAP3, also named as TRAP150, plays a role in transcriptional coactivation. The antibody recognizes the C-term of THRAP3.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xin Zong	33999206	Nucleic Acids Res	WB
Valentina Iadevaia	35098996	J Cell Sci	IF
Li Gao	37031867	Mol Cell Proteomics	WB,CoIP

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19744-1-AP (THRAP3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells using 19744-1-AP (THRAP3 antibody) at dilution of 1:25 and Rhodamine-Goat anti-Rabbit IgG.



IP Result of anti-THRAP3 (IP:19744-1-AP, 4ug; Detection:19744-1-AP 1:500) with HeLa cells lysate 600ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor tissue slide using 19744-1-AP (THRAP3 Antibody) at dilution of 1:50.