

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ARSK-Specific



Numéro de catalogue: 19749-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
19749-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 900 µg/ml by
Nanodrop and 580 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
NM_198150

Identification du gène (NCBI):
153642

Nom complet:
arylsulfatase family, member K

MW calculé
61 kDa

MW observés:
55 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa,

Informations générales

ARSK, also named as TSULF and ASK, belongs to the sulfatase family. ARSK binds 1 calcium ion per subunit. The antibody is specific to ARSK.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19749-1-AP (ARSK-Specific antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.