

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-OR10J5



Numéro de catalogue: 19761-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19761-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_001004469

Identification du gène (NCBI):

127385

Nom complet:

olfactory receptor, family 10,
subfamily J, member 5

MW calculé

34 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

OR10J5, also named as OR1-28, belongs to the G-protein coupled receptor 1 family. OR10J5 is an odorant receptor.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

