

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-USP40



Numéro de catalogue: 19766-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

19766-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_018218

Identification du gène (NCBI):

55230

Nom complet:

ubiquitin specific peptidase 40

MW calculé

140 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

IF

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

USP40 belongs to the peptidase C19 family. USP40 may be catalytically inactive. It catalyze the reaction: Ubiquitin C-terminal thioester + H₂O = ubiquitin + a thiol.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yafei Zhou	37122207	Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

