

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ADCY8-Specific



Numéro de catalogue: 19773-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19773-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_009623

Identification du gène (NCBI):

11514

Nom complet:

adenylate cyclase 8

MW calculé

140 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

ADCY8 belongs to the adenylyl cyclase class-4/guanylyl cyclase family. ADCY8 is a membrane-bound, calcium-stimulable adenylyl cyclase. It may be involved in learning, in memory and in drug dependence. ADCY8 catalyze the reaction: ATP = 3',5'-cyclic AMP + diphosphate. This antibody is specific to ADCY8.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

