

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ADCY9-Specific



Numéro de catalogue: 19774-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
19774-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 133 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
NM_001116

Identification du gène (NCBI):
115

Nom complet:
adenylate cyclase 9

MW calculé
151 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

ADCY9, also named as KIAA0520, belongs to the adenylyl cyclase class-4/guanylyl cyclase family. ADCY9 may play a fundamental role in situations where fine interplay between intracellular calcium and cAMP determines the cellular function. It may be a physiologically relevant docking site for calcineurin. ADCY9 catalyze the reaction: ATP = 3',5'-cyclic AMP + diphosphate. This antibody is specific to ADCY9.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

