

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Collagen Type XIII



Numéro de catalogue: 19801-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19801-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 467 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_001130103

Identification du gène (NCBI):

1305

Nom complet:

collagen, type XIII, alpha 1

MW calculé

70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

COL13A1 is involved in cell-matrix and cell-cell adhesion interactions that are required for normal development. COL13A1 may participate in the linkage between muscle fiber and basement membrane. COL13A1 may play a role in endochondral ossification of bone and branching morphogenesis of lung. COL13A1 can bind heparin. The antibody can recognize all the isoforms except isoform9 of COL13A1. This antibody is specific to COL13A1.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

