

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Collagen Type XIX



Numéro de catalogue: 19803-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19803-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 240 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_001858

Identification du gène (NCBI):

1310

Nom complet:

collagen, type XIX, alpha 1

MW calculé

115 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

COL19A1 belongs to the fibril-associated collagens with interrupted helices (FACIT) family. COL19A1 may act as a cross-bridge between fibrils and other extracellular matrix molecules. It is involved in skeletal myogenesis in the developing esophagus. COL19A1 may play a role in organization of the pericellular matrix or the sphinteric smooth muscle. The antibody can recognize the N-term of COL19A1.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

