

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-VCAN



Numéro de catalogue: 19805-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19805-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_004385

Identification du gène (NCBI):

1462

Nom complet:

versican

MW calculé

373 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

VCAN, also named as PG-M, CSPG2 and GHAP, belongs to the aggrecan/versican proteoglycan family. VCAN may play a role in intercellular signaling and in connecting cells with the extracellular matrix. VCAN may take part in the regulation of cell motility, growth and differentiation. VCAN binds hyaluronic acid. The antibody recognizes the C-term of VCAN.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

