

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZBTB37



Numéro de catalogue: 19817-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19817-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 147 µg/ml by Nanodrop and 147 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG13864

Numéro d'acquisition GenBank:

BC003116

Identification du gène (NCBI):

84614

Nom complet:

zinc finger and BTB domain containing 37

MW calculé

503 aa, 56 kDa

MW observés:

56-60 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19817-1-AP (ZBTB37 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.