

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FUNDC2



Numéro de catalogue: 19832-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19832-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG13800

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000255

Identification du gène (NCBI):

65991

Nom complet:

FUN14 domain containing 2

MW calculé

189 aa, 21 kDa

MW observés:

21 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HepG2

Informations générales

FUNDC2 is a mitochondrial outer membrane protein. FUNDC2 was transcriptionally upregulated in primary mouse liver tumors, and in approximately 40% of human hepatocellular carcinoma (HCC). FUNDC2 was predicted to be involved in autophagy of mitochondrion.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 19832-1-AP (FUNDC2 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.