

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CELSR3-Specific



Numéro de catalogue: 19939-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19939-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_001407

Identification du gène (NCBI):

1951

Nom complet:

cadherin, EGF LAG seven-pass G-type receptor 3 (flamingo homolog, Drosophila)

MW calculé

358 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

CELSR3, also named as CDHF11, EGFL1, FMI1, KIAA0812 and MEGF2, belongs to the G-protein coupled receptor 2 family and LN-TM7 subfamily. CELSR3 is a receptor that may have an important role in cell/cell signaling during nervous system formation. This antibody is specific to CELSR3.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

