

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-EMX2-Specific



Numéro de catalogue: 19941-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19941-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 140 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_004098

Identification du gène (NCBI):

2018

Nom complet:

empty spiracles homeobox 2

MW calculé

28 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

EMX2 belongs to the EMX homeobox family. Transcription factor, which in cooperation with EMX2, acts to generate the boundary between the roof and archipallium in the developing brain. EMX2 may function in combinations with OTX1/2 to specify cell fates in the developing central nervous system. Defects in EMX2 are the cause of schizencephaly which is an extremely rare human congenital disorder characterized by a full-thickness cleft within the cerebral hemispheres. This antibody is specific to EMX2.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

