

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-EPHB1



Numéro de catalogue: 19942-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
19942-1-AP

Taille:
150ul

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
NM_004441

Identification du gène (NCBI):
2047

Nom complet:
EPH receptor B1

MW calculé
110 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

EPHB1, also named as EPHT2, NET, HEK6 and ELK, belongs to the protein kinase superfamily, Tyr protein kinase family, and Ephrin receptor subfamily. It is a receptor for members of the ephrin-B family. EPHB1 binds to ephrin-B1, -B2 and -B3. EPHB1 may be involved in cell-cell interactions in the nervous system. EPHB1 catalyzes the reaction: ATP + a [protein]-L-tyrosine = ADP + a [protein]-L-tyrosine phosphate.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

