

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FSHR-Specific



Numéro de catalogue: 19948-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19948-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 167 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_000145

Identification du gène (NCBI):

2492

Nom complet:

follicle stimulating hormone receptor

MW calculé

78 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

FSHR, also named as LGR1, belongs to the G-protein coupled receptor 1 family and FSH/LSH/TSH subfamily. FSHR is a receptor for follicle-stimulating hormone. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate adenylate cyclase. Defects in FSHR are a cause of ovarian dysgenesis type 1 (ODG1). Defects in FSHR are a cause of ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS). This antibody is specific to FSHR.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

