

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-LAMA2



Numéro de catalogue: 19967-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19967-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_000426

Identification du gène (NCBI):

3908

Nom complet:

laminin, alpha 2

MW calculé

344 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

LAMA2 also named as LAMM. Binding to cells via a high affinity receptor, LAMA2 is thought to mediate the attachment, migration and organization of cells into tissues during embryonic development by interacting with other extracellular matrix components. Defects in LAMA2 are the cause of merosin-deficient congenital muscular dystrophy type 1A (MDC1A). The antibody recognizes the C-term of LAMA2.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

