

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SCA2,LY6E



Numéro de catalogue:19969-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

19969-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_002346

Identification du gène (NCBI):

4061

Nom complet:

Lymphocyte antigen 6 complex, locus

E

MW calculé

14 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

LY6E, also named as RIG, SCA2 and TSA1, is involved in T-cell development. The antibody recognizes the C-term of LY6E.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

