

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RASSF7



Numéro de catalogue: 20008-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20008-1-AP

Taille:

150ul

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_003475

Identification du gène (NCBI):

8045

Nom complet:

Ras association (RalGDS/AF-6)

domain family (N-terminal) member

7

MW calculé

40 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

RASSF7, also named as HRAS1 and HRC1, is a member of the RASSF family contain a highly conserved Ras association domain (RalGDS/AF-6 or RA) and function as Ras effectors tumor suppressors. RASSF7, RASSF8, RASSF9 and RASSF10 are four evolutionary conserved proteins that are collectively known as the N-terminal RASSF family. RASSF7 is believed to play an essential role in mitosis. RASSF7 has been shown to influence cell failure to form mitotic spindle and also cause nuclear breakdown and apoptosis. The antibody can recognizes all the 3 isoform of RASSF7.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

