

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CYP4F12-Specific



Numéro de catalogue: 20013-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

20013-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 253 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_023944

Identification du gène (NCBI):

66002

Nom complet:

cytochrome P450, family 4, subfamily F, polypeptide 12

MW calculé

60 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

CYP4F12 belongs to the cytochrome P450 family. Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. CYP4F12 catalyzes leukotriene B4 omega-hydroxylation and arachidonic acid omega-hydroxylation but with an activity much lower than that of CYP4F2. It catalyzes the hydroxylation of the antihistamine ebastine. This antibody is specific to CYP4F12. It has no cross reaction to other CYP4F member.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

